

HILO DE ACERO MONOFILAMENTO
STEEL MONOFILAMENT

ACERO STEEL



suturas · sutures

Sutura sintética no absorbible

Braided synthetic non absorbable suture

Hebras sin aguja Pre-cut sutures without needle

LONGITUD DE HEBRA THREAD LENGTH	EP	USP	CÓDIGO CODE
1 hebra de 100 cm. 1 thread of 100 cm.	4	1	67056
	5	2	67057

Aguja 1/2 círculo triangular 1/2 circle reverse cutting needle



TIPO TYPE	AGUJA NEEDL	LONGITUD DE HEBRA THREAD LENGTH	EP	USP	CÓDIGO CODE
TC-45	55 mm	2 suturas de 75 cm por sobre 2 sutures of 75 cm per unit	7	5	67310

aguja rotatoria
rotating needle

Aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar 1/2 circle taper trocar point needle



TIPO TYPE	AGUJA NEEDL	LONGITUD DE HEBRA THREAD LENGTH	EP	USP	CÓDIGO CODE
PTC-30	40 mm	4 suturas de 45 cm por sobre 4 sutures of 45 cm per unit	4	1	67265
PTC-35	45 mm	4 suturas de 45 cm por sobre 4 sutures of 45 cm per unit	7	5	67270
PTC-45	55 mm	2 suturas de 75 cm por sobre 2 sutures of 75 cm per unit	7	5	67287
PTC-40	50 mm	4 suturas de 45 cm por sobre 4 sutures of 45 cm per unit	7	5	67294

aguja rotatoria
rotating needle

ENVASE: CAJAS 12 SUTURAS
Color metálico

BOXES 12 SUTURES
Metal colour

DATOS TÉCNICOS

TIPO

Monofilamento

COMPOSICION

Aleación de hierro, níquel y cromo

COLOR

Metálico

REACCIÓN TISULAR

Ninguna

REABSORCIÓN

No se reabsorbe

VIRTUDES

Alta resistencia química y biológica, elevada inercia química

APLICACIONES

Sutura de contención, sujeción de pared abdominal, sutura tendinosa, cirugía torácica de esternón

TECHNICAL DATA

TYPE

Monofilament

COMPOSITION

An iron, nickel and chrome alloy

COLOR

Metal

TISSUE REACTION

None

ABSORPTION

It can not be reabsorbed

VIRTUES

A high biological and chemical strength and high chemical inertia

APPLICATIONS

Suture of containment, subjection of the abdominal wall, sinew suture, thoracic surgery of the sternum

GIROS DE 360° SIN TORSIONES NI ROTURAS

ROTATIONS OF 360° WITHOUT TORSIONS OR BREAKINGS



La aguja rotatoria facilita la manejabilidad del acero monofilar en calibres gruesos, evitando la torsión del hilo y su posible rotura.

The rotating needle makes easy the handling of the monofilament steel in the big sizes, avoiding the torsion of the thread and its possible breaking.

oftalmología

suturas

radioterapia

antiescara



Carretera de Alicante 28. 30007 Murcia, Spain. P.O.Box 4065
Teléfonos 968 24 04 62 / 968 24 04 66. Fax 968 23 48 54 / 968 23 28 21
comercial@lorcamarin.es
www.lorcamarin.es